

# INSTRUKCJA OBSŁUGI OPASKI SIDLY one

Drogi Użytkowniku,

**ZIELONA** migająca dioda – opaska działa prawidłowo

**CZERWONA** migająca dioda – opaska się rozładowuje – niski poziom baterii

**NIEBIESKA** migająca dioda – synchronizacja opaski z serwerem. Opaska działa prawidłowo.

Proszę pamiętać, że w środkowej części opaski znajduje się przycisk SOS, który należy nacisnąć gdy:

- źle się poczujesz
- jesteś w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, niebezpieczeństwie

Po wciśnięciu przycisku SOS:

- 1) następuje komunikat „wysyłanie wiadomości SOS”
- 2) zapala się czerwona dioda (stałe światło)
- 3) następnie zapala się dioda niebieska
- 4) następuje połączenie głosowe z opiekunem

## PAMIĘTAJ!

Jeżeli nie usłyszałeś komunikatu „wysyłanie wiadomości SOS” prawdopodobnie nie nastąpi połączenie z opiekunem. Naciśnij raz jeszcze lub zmień w miarę możliwości miejsce pobytu i naciśnij przycisk ponownie.

## ŁADOWANIE OPASKI

Pamiętaj aby po komunikacie „bateria rozładowana” podłączyć opaskę do ładowania na około 2 godz. Po naładowaniu opaski usłyszysz komunikat głosowy „bateria naładowana” oraz zgaśnie czerwona dioda. To znak, że należy opaskę odłączyć od ładowania i założyć na nadgarstek.

**PAMIĘTAJ ABY NIE KĄPAĆ SIĘ W OPASCE. MIEJ JĄ ZAWSZE W POBLIŻU ALE STARAJ SIĘ JEJ CELOWO NIE ZAMOCZYĆ.**

Masz pytania dotyczące opaski zadzwoń:

**695 183 446**